

SIRIUS flutter[®]

Electrophysiology / Diagnostic Catheters



+++

Steuerbarer Diagnostik-Katheter
Steerable Diagnostic Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life

SIRIUS flutter®

Steuerbarer Diagnostik-Katheter

Der neue 20-polige **OSYPKA SIRIUS flutter®** ist ein steuerbarer Diagnostik-Katheter für die elektrophysiologische Untersuchung im Herzen, insbesondere das Trikuspidalklappen-Mapping.

Steerable Diagnostic Catheter

The new 20-polar **OSYPKA SIRIUS flutter®** is a steerable diagnostic catheter for electrophysiological intracardial examination procedures, especially mapping around the tricuspid valve.



- Elektrodenabstand 2-8-2 / 2-12-2 für optimale Abdeckung ohne zusätzliche Repositionierung
- 1 mm Platin / Iridium Elektroden erzeugen hochauflösende Signale
- *Electrode Spacing 2-8-2 / 2-12-2 enables an optimal range without repositioning*
- *1 mm platinum / iridium electrodes ensure high-resolution signals*

- Zwei verschiedene Kurvengrößen 80mm und 100mm
- Variabel verstellbar zur optimalen Anpassung an die jeweilige Vorhofgröße
- Kurvenkonfiguration ermöglicht das Stimulieren im CS
- *Two different curve sizes 80mm and 100mm*
- *Individual adjustable to the specific anatomy of the heart*
- *Special curve configuration enables pacing in the CS*

- Hervorragende Längs- und Torsionsstabilität aufgrund der optimal nutzbaren Länge von 90 cm
- Speziell modifizierter Übergang von Schaft- auf Bogenschlauch für bestmögliche Platzierung
- Verstärkte 7F Schaftkonstruktion für zuverlässiges Manövrieren
- *Optimal catheter length of 90cm offers excellent torsion- and longitudinal stability*
- *Special designed tube transition guarantees best possible placement*
- *Extra braided shaft construction allows simple handling*

Bestellinformationen / Ordering Information:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
28435	SIRIUS flutter®	7 F	20	2-8-2mm	Isthmus	80 mm	90 cm
28436	SIRIUS flutter®	7 F	20	2-12-2mm	Isthmus	100 mm	90 cm

Zubehör / Accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Restерilisiert (Anzahl) Resterilizable (Number)	Polanzahl (Katheter) Number of poles (catheter)	Weiteres benötigtes Zubehör Additional required accessories
53820	D 350	2,00 m	nein / no	10 / 6	Adapter / adaptor 53822
53822	350-10	n/a	nein / no	10 / 6	Kabel / cable 53820
53827	DX-10/10	2,30 m	Ja (20) / Yes (20)	10 / 6	n/a



OSYPKA
Technology for an active life