



## Ablationskatheter-Anschlusskabel

Verbindung zwischen den OSYPKA AG Ablationskathetern mit Thermistor bzw. Thermocouple-Prinzip und Ablationsgeneratoren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Anschließbare Katheter	Anschließbarer Generator (Firma, Bezeichnung)	Besonderheiten
81936	D369	1,50m	CERABLATE easy	Osyпка, HAT300 Pin Box	Slimline Kabel für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
81942	D369	1,50m	CERABLATE easy	Osyпка, HAT300 Pin Box	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
81948	D369	2,50m	CERABLATE easy	Osyпка, HAT300 Pin Box	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
81997	D389	1,50m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	Osyпка, HAT300 Pin Box	Slimline Kabel für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung
82000	D389-CW	2,00m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	Stockert, EpShuttle	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung
82001	D389-IBI	2,00m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	SJM, T11 / Ampere	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung
82002	TX-HAT500	2,50m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	Osyпка, HAT500	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung Resterilisierbar (10 mal im Autoklaven)
82003	TX-IBI	2,50m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	SJM, T11 / Ampere	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung Resterilisierbar (10 mal im Autoklaven)
82004	TX-SMARTAB-LATE	2,50m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	Stockert, Smartablate	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung Resterilisierbar (10 mal im Autoklaven)
82005	TX-Qubic/ EpShuttle	2,50m	CERABLATE easyTC / flutter / cool	Stockert, EpShuttle Biotronik, Qubic	Für Katheter mit Thermocouple-Temperaturmessung Resterilisierbar (10 mal im Autoklaven)
82513	D369-EPT	0,60m	CERABLATE easy	BSc, EPT	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
82514	D369-CW	1,50m	CERABLATE easy	Stockert, EpShuttle	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
82521	D369-CW	2,00m	CERABLATE easy	Stockert, EpShuttle	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
82523	D369-CW	3,50m	CERABLATE easy	Stockert, EpShuttle	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung
82525	D369-IBI	2,50m	CERABLATE easy	SJM, T11 / Ampere	Für Katheter mit Thermistor-Temperaturmessung