


## Diagnostikkatheter-Anschlusskabel

Verbindung zwischen den OSYPKA AG Diagnostikkathetern und EP-Systemen

- Verwendbar mit allen OSYPKA AG Diagnostikkathetern
- Anschließbar an standardmäßige EP-Systeme über die jeweilige Pin Box



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Resterilisierbar (Anzahl)	Anschließbare Katheter	Weiteres Zubehör benötigt
<b>53820</b>	D350	2,00m	nein	10-polig (SIRIUS, SIRIUS flutter, FINDER, FINDER pure)	Adapter 53821 oder 53822
<b>53821</b>	350-4	n/a	nein	4-polig (SIRIUS, FINDER, FINDER pure)	Anschlusskabel 53820
<b>53822</b>	350-10	n/a	nein	10-polig (SIRIUS, SIRIUS flutter, FINDER, FINDER pure)	Anschlusskabel 53820
<b>53825</b>	DX 4/10	2,30m	Ja (20)	4-polig (SIRIUS, FINDER, FINDER pure)	n/a
<b>53827</b>	DX 10/10	2,30m	Ja (20)	10-polig (SIRIUS, SIRIUS flutter, FINDER, FINDER pure)	n/a